

FICHE PRODUIT

Tensiomètre automatique professionnel avec imprimante

Référence : SOC-BP868F

Description du produit

Tensiomètre automatique professionnel AMPall BP868F avec imprimante

Le **tensiomètre BP868F** est un tensiomètre de colonne entièrement automatique qui offre des résultats précis et fiables d'une simple pression. Pensé pour les environnements à fort passage comme les **pharmacies, hôpitaux, cliniques et centres de santé**, il permet à chaque utilisateur de mesurer sa tension artérielle facilement et de façon autonome.

Mesure précise par méthode oscillométrique

Le BP868F utilise la **méthode oscillométrique associée à la logique floue** : le microprocesseur intégré analyse les conditions et **détermine automatiquement la pression à appliquer au brassard**, créant les conditions optimales de mesure. Le dégonflage est géré automatiquement par le micro-contrôleur. L'appareil mesure et affiche la **pression systolique, la pression diastolique, la pression artérielle moyenne, la pression différentielle et le pouls**.

Mesure en un geste, sécurisée

D'un fonctionnement **one-touch**, il guide l'utilisateur vers la bonne posture grâce à son **repose-bras** et à son panneau d'instructions. Un **bouton d'arrêt d'urgence** et un guidage vocal renforcent la sécurité et le confort lors de chaque prise de mesure.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Imprimante thermique intégrée

Le BP868F intègre une **imprimante thermique** (découpe automatique en option) permettant d'éditer un ticket de résultats à conserver ou à remettre au patient. Il mémorise les dernières mesures et peut transmettre les données à un ordinateur pour le suivi.

Caractéristiques techniques

Méthode de mesure : oscillométrique. Plage de pression : **0 à 300 mmHg**, pouls 30 à 200 battements/min. Précision : **±2 mmHg** en pression, ±3 % sur le pouls. Unité minimale : 1 mmHg. Affichage LCD avec écran de lecture arrière. Alimentation secteur **110-230 V, 50/60 Hz** sans adaptateur externe. Dimensions : 460 (l) x 310 (p) x 296 (h) mm. Poids : environ 12 kg. Livré avec cordon d'alimentation, repose-bras, rouleaux de papier thermique et manuel d'utilisation.

Option hygiène : stérilisation UV

En option, le BP868F propose un **système breveté de désinfection du brassard par rayons ultraviolets (UV)**, une réponse au risque de transmission lié au contact répété de la peau sur le brassard en libre-service — un atout particulièrement précieux en contexte de maladies contagieuses.

Dispositif destiné à la mesure de la pression artérielle et non au traitement. Référez-vous au manuel d'utilisation avant emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/tensiometres-electroniques-au-bras/18864-tensiometre-automatique-professionnel-avec-imprimante.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com