

FICHE PRODUIT

Pompe PCA volumétrique PP-9900 (analgésie contrôlée par le patient)

Référence : SOC-PP9900

Description du produit

Pompe PCA volumétrique PP-9900 — analgésie contrôlée par le patient

La **pompe PCA PP-9900** est une pompe à perfusion volumétrique destinée à l'**analgésie contrôlée par le patient (PCA et PCEA)** ainsi qu'à la perfusion contrôlée de médicaments. Elle permet l'administration de produits tels que les **antalgiques, vasopresseurs, dépresseurs, anticoagulants, anesthésiques, anticancéreux, ocytociques et solutions nutritives**. Pensée pour une grande précision de débit et une prise en main aisée, elle est idéale en milieu hospitalier, en soins post-opératoires et en prise en charge de la douleur.

Le principe de la PCA

La PCA est une méthode par laquelle le **patient s'auto-administre son traitement antidouleur** en pressant un bouton dès qu'il ressent la douleur. La pompe délivre alors une dose prédéfinie, encadrée par trois paramètres de sécurité : le **débit de base** (administration continue), la **dose bolus** (dose supplémentaire à la demande) et la **période réfractaire (lock-out)** empêchant une nouvelle prise avant un délai déterminé. Ce fonctionnement garantit un soulagement rapide tout en prévenant tout surdosage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Bolus à la demande par poignée

La **poignée de contrôle bolus** permet au patient de déclencher facilement un bolus pendant la perfusion, avec gestion du temps de verrouillage. Le confort du patient et la maîtrise du soignant sont ainsi réunis dans un seul dispositif.

Modes de perfusion avancés

La PP-9900 propose plusieurs modes intelligents : **mode dosage** (calcul automatique du débit à partir de la dose, du poids du patient, du volume de solution et de la masse de médicament), **mode profil** (programmation de conditions de perfusion différentes heure par heure, jusqu'à 24 heures), **mode addition** pour des perfusions spéciales et **mode Easy** mémorisant l'étiquetage de plusieurs médicaments.

Sécurité et alarmes

La pompe intègre un système complet d'**alarmes audio-visuelles** : air dans la ligne, occlusion, porte ouverte, contenant vide, fin de perfusion (débit KVO/maintien de veine ouverte), batterie faible, alarme répétée, erreur de débit (protection contre l'écoulement libre du set), et dysfonctionnement de l'appareil. Des fonctions spéciales complètent l'ensemble : enregistrement des événements, rappel de l'historique et sélection de la langue (en option).

Caractéristiques techniques

Type de pompe : volumétrique, 1 voie. Type de perfusion : PCA / PCEA, continue, portable. Débit bolus jusqu'à 0,25 l/h. Débit KVO/TKO réglable (maintien de veine ouverte). Applications : prise en charge de la douleur, chimiothérapie, soins intensifs. Compatible avec les **sets de perfusion série PP-9900ACB** (vendus séparément).

Dispositif médical destiné à un usage professionnel par un personnel de santé qualifié. Référez-vous au manuel d'utilisation avant emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/18865-pompe-pca-volumetrique-pp-9900-analgesie-controlee-par-le-patient.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com