

FICHE PRODUIT

Set de perfusion PCA série PP-9900ACB pour pompe PP-9900

Référence : SOC-PP9900ACB

Description du produit

Set de perfusion PCA série PP-9900ACB

Le **set de perfusion PP-9900ACB** est la **tubulure de perfusion dédiée à la pompe PCA PP-9900**. Élément consommable indispensable au fonctionnement de la pompe, il est conçu pour s'adapter parfaitement au mécanisme de la PP-9900 et garantir la précision du débit programmé.

Sécurité de l'administration

Ce set intègre une **protection contre l'écoulement libre (free-flow protection)**, qui prévient toute administration incontrôlée de solution lors du retrait ou de la mise en place de la tubulure dans la pompe — une sécurité essentielle pour la perfusion de médicaments à marge thérapeutique étroite comme les antalgiques opioïdes en PCA.

Un consommable à usage unique

Stérile et à **usage unique**, le set PP-9900ACB répond aux exigences d'hygiène et de prévention des infections. Son remplacement à chaque patient garantit une administration propre et sûre, conforme aux protocoles hospitaliers.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Compatibilité

Le set série PP-9900ACB est **spécifiquement compatible avec la pompe PCA PP-9900**. Il complète le dispositif pour une solution PCA complète et opérationnelle : pompe + consommable dédié.

Dispositif médical à usage unique destiné à un usage professionnel. Vérifiez l'intégrité de l'emballage stérile avant emploi et référez-vous à la notice.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/18866-set-de-perfusion-pca-serie-pp-9900acb-pour-pompe-pp-9900.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com