

FICHE PRODUIT

Crachoir plastique avec couvercle (sachet de 40)

Référence : SOC-12835

Description du produit

Crachoir plastique avec couvercle

Le **crachoir avec couvercle** est un dispositif en **plastique à usage unique**, conçu pour garantir une utilisation hygiénique et sécurisée. De couleur blanche, il permet un examen visuel et volumétrique précis de l'expectorant.

Stable et protecteur

Sa forme a été spécialement étudiée pour assurer une bonne stabilité lors de l'utilisation. Il est muni d'un **couvercle à charnière** qui garantit une parfaite protection contre les contaminations et les éclaboussures. Sa **graduation de 0 à 150 ml** permet un suivi précis des sécrétions recueillies.

Conditionnement

Conditionnement : **sachet de 40 crachoirs en plastique avec couvercle.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18871-crachoir-plastique-avec-couvercle-sachet-de-40.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com