

FICHE PRODUIT

Hystéromètres stériles (boîte de 25)

Référence : SOC-9115

Description du produit

Hystéromètres stériles à usage unique

Ces **hystéromètres à usage unique** permettent de **mesurer la profondeur utérine**, de contrôler la perméabilité de l'orifice interne du col utérin et de préparer la dilatation du canal cervical.

Indispensables en gynécologie

Ils sont indispensables pour de nombreuses interventions gynécologiques (pose de stérilet, transfert d'embryons). Ce modèle est doté d'une **graduation en centimètres avec repères à 4, 9 et 14 cm**.

Tailles et conditionnement

Tailles disponibles : **CH10, CH12 et CH14**. Conditionnement : boîte de 25 hystéromètres stériles à usage unique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18872-hysterometres-steriles-boite-de-25.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - Hystéromètre CH10	SOC-865851	
Tailles - Hystéromètre CH12	SOC-865852	
Tailles - Hystéromètre CH14	SOC-865853	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com