


**FICHE PRODUIT**

## Ciseaux long Littauer stérile à usage unique (boîte de 25)

Référence : SOC-12269

### Description du produit

#### Ciseaux Littauer longs stériles GIMA

Les **ciseaux Littauer longs stériles** sont principalement utilisés pour **retirer les points de suture** après la cicatrisation d'une plaie ou d'une incision chirurgicale.

#### Polyvalents

Ils peuvent également servir à couper les fils de suture durant des interventions chirurgicales, comme lors d'une pose de DIU (dispositif intra-utérin). Ils sont conçus avec une **poignée en plastique et des lames en acier inox**, et mesurent 22 cm de longueur.

#### Précis et pratiques

La **petite encoche sur l'une des lames** permet de glisser facilement sous les fils de suture. Une simple pression sur les poignées permet de couper le fil avec précision. Conditionnement : boîte de 25 ciseaux Littauer stériles.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18874-ciseaux-long-littauer-sterile-a-usage-unique-gima-boite-de-25.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com