


FICHE PRODUIT

Hystéromètre "double evolution" (boîte de 25)

Référence : SOC-12604

Description du produit

Hystéromètre double évolution - 30 cm

L'**hystéromètre double évolution de 30 cm** est un dispositif médical jetable, polyvalent et conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé en gynécologie. Ce produit stérile, **sans latex et sans PVC**, garantit une sécurité optimale.

Système à deux voies

Avec son **système innovant à deux voies et ses pointes souples à mémoire de forme**, cet hystéromètre offre une dilatation graduelle pour s'adapter à toutes les formes et tailles d'utérus, y compris lors de la pose de dispositifs intra-utérins (DIU).

Observation facilitée

Sa **couleur rose claire facilite l'observation de la glaire cervicale**, améliorant la précision du geste. Conditionnement : boîte de 25 hystéromètres double évolution.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18876-hysterometre-double-evolution-gima-boite-de-25.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com