

FICHE PRODUIT

Pince de Pozzi stérile à usage unique (boîte de 25)

Référence : SOC-12410

Description du produit

Pince de Pozzi stérile à usage unique

La **pince de Pozzi stérile à usage unique** est un instrument médical indispensable pour les interventions gynécologiques. Conçue pour offrir une **prise ferme et précise**, elle est utilisée notamment pour la préhension du col utérin lors de procédures comme la pose de DIU.

Hygiène et sécurité

Ces pinces de Pozzi stériles garantissent une **hygiène optimale et éliminent les risques de contamination croisée**. Chaque pince est fabriquée dans un matériau robuste et léger, assurant une manipulation confortable et sécurisée.

Conditionnement

Conditionnées en **boîte de 25 unités**, ces pinces à usage unique sont prêtes à l'emploi pour le cabinet et le bloc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18877-pince-de-pozzi-medistock-sterile-a-usage-unique-boite-de-25.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com