

FICHE PRODUIT

Pince à pansement longuette stérile à usage unique (boîte de 25)

Référence : SOC-12268

Description du produit

Pince à pansement longuette stérile

Stérile et jetable, la **pince longue évolution** a les mêmes utilisations qu'une pince de Chéron. Elle sert à manipuler du matériel stérile tel que des compresses, des tampons ou des cotons lors des **procédures gynécologiques**.

Désinfection du col

La pince est aussi utilisée pour désinfecter le col de l'utérus et le vagin avant certaines interventions, telles que la pose de DIU ou la réalisation de biopsies cervicales.

Mâchoires longues et fines

Ses **mâchoires plus longues et minces permettent d'introduire la pince dans l'endocol** (lorsque les fils du DIU ne sont plus visibles à l'extérieur du col) et d'améliorer la préhension des fils. Conditionnement : boîte de 25 pinces longue évolution.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18878-pince-longue-evolution-sterile-a-usage-unique-gima-boite-de-25.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com