

FICHE PRODUIT



Pince de Pozzi stérile à usage unique (boîte de 25)

Référence : SOC-12266

Description du produit

Pince de Pozzi stérile GIMA

La **pince de Pozzi** est un instrument chirurgical utilisé principalement en gynécologie et obstétrique. Elle permet au praticien de **maintenir ou d'exercer une traction sur le col de l'utérus**, facilitant ainsi l'accès à la cavité utérine lors de l'introduction d'instruments.

Des indications variées

Elle est destinée à la **préhension du col de l'utérus, au cerclage cervical, aux biopsies, aux conisations et à la pose du DIU** (le col et l'utérus étant alignés avec l'axe du vagin).

Précise et ergonomique

Ergonomique et mince, la pince permet des manipulations précises, réduisant les risques de mouvements involontaires et de blessures lors de l'intervention. Conditionnement : boîte de 25 pinces de Pozzi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18879-pince-de-pozzi-sterile-a-usage-unique-gima-boite-de-25.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com