

**FICHE PRODUIT**



## Sachets de sécurité TRANSBAG

Référence : SOC-TRANSBAG

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Description du Sachets de sécurité: TRANSBAG

- Préconisation = 5 tubes à prélèvement.
- Comporte le sigle Biohazard : « Matières infectieuses - Classe 6.2 ».
- Fermeture par adhésif : la poche qui comprend les échantillons se ferme de façon permanente ; celle pour les documents, non.
- Récupération des échantillons et des documents par une bande prédécoupée se situant en bas du sachet.
- Epaisseur de la Poche document : 50 µm. épaisseur de la Poche échantillon 80 µm. Poche échantillon : 80 µ.
- Dimension du sachet (H x l): 290 x 170 mm;
- Dimension de la poche pour les échantillons (H x l): 250 x 165mm;
- Dimension de la poche pour les documents(H x l): 210 x 165mm.

Condition minimum de vente: 1000.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-de-securite-diagnoba/1888-sachets-de-securite-transbag.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com