

FICHE PRODUIT



Cuvettes haricots usage unique (lot de 320)

Référence : SOC-2819

Description du produit

Cuvettes haricots en fibre à usage unique

La **cuvette haricot reniforme en fibre moulée à usage unique** sert au **rangement provisoire d'instruments** lors des soins médicaux et infirmiers.

Pratique et hygiénique

En fibre moulée, elle est légère, stable et s'élimine après usage, garantissant une hygiène optimale et limitant les manipulations de nettoyage.

Conditionnement

Conditionnement : **carton de 320 cuvettes haricots (bassin réniforme)**, pour une réserve durable au poste de soin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18880-cuvettes-haricots-usage-unique-lot-de-320.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com