

FICHE PRODUIT

Bassin de lit à usage unique, carton de 100

Référence : SOC-10626

Description du produit

Bassin de lit à usage unique

Le **bassin de lit en fibre moulée** permet de **recueillir les urines et les selles des personnes alitées**. Il est conçu pour un usage unique.

Élimination en macérateur

Le bassin ainsi que son contenu **s'éliminent intégralement en macérateur**, ce qui garantit une hygiène maximale et limite les risques de contamination liés au nettoyage.

Conditionnement

Conditionnement : **carton de 100 bassins de lit à usage unique**, idéal pour les services hospitaliers, maisons de retraite et soins à domicile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18881-bassin-de-lit-a-usage-unique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com