

FICHE PRODUIT

Poignée de stylo à cautériser réutilisable (sans pointe)

Référence : SOC-8794

Description du produit

Poignée de stylo à cautériser réutilisable (sans pointe)

Cette **poignée de stylo à cautériser** (livrée sans pointe) est préconisée pour les **cautérisations à 1200 degrés de petites plaies** dans les domaines dermatologique, gynécologique ou podologique.

Compatible avec plusieurs pointes

Pratique, elle peut recevoir différents types de pointes stériles (vendues séparément) et s'adapter ainsi facilement à différentes applications cliniques : **pointe fine, longue pointe fine et pointe large**.

Réutilisable

La poignée de stylo à cautériser est **réutilisable et fonctionne avec 2 piles AAA fournies**.
Garantie : 1 an.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterres-et-stylos-a-cauteriser/18882-poignee-de-stylo-a-cauteriser-reutilisable-gima.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com