


FICHE PRODUIT



Pointe fine stérile pour stylo à cautérer (boîte de 10)

Référence : SOC-8797

Description du produit

Pointe fine stérile pour stylo à cautérer

La **pointe fine** est stérile et **s'adapte sur le stylo à cautérer 1200 degrés**. Elle permet une cautérisation précise et nette.

À usage unique

À usage unique, elle se monte sur la poignée de stylo à cautérer réutilisable (vendue séparément) pour garantir hygiène et performance à chaque geste.

Conditionnement

Livrée par **boîte de 10 pointes fines stériles**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterres-et-stylos-a-cauteriser/18883-pointe-fine-sterile-pour-stylo-a-cauteriser-boite-de-10.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com