

FICHE PRODUIT



Longue pointe fine stérile pour stylo à cautériser (boîte de 10)

Référence : SOC-8795

Description du produit

Longue pointe fine stérile pour stylo à cautériser

La **longue pointe fine** est stérile et **s'adapte sur le stylo à cautériser 1200 degrés**. Sa longueur permet d'atteindre des zones plus profondes.

Destinée à la gynécologie

Elle est spécialement **destinée à la gynécologie**, pour une cautérisation précise lors des actes gynécologiques. À usage unique, elle se monte sur la poignée réutilisable (vendue séparément).

Conditionnement

Livrée par **boîte de 10 longues pointes fines stériles**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterres-et-stylos-a-cauteriser/18885-longue-pointe-fine-sterile-pour-stylo-a-cauteriser-boite-de-10.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com