

FICHE PRODUIT

Stylo à cautériser jetable pointe fine 1200°C

Référence : SOC-8815

Description du produit

Stylo à cautériser jetable pointe fine 1200 degrés

Le **stylo à cautériser à pointe fine** procure une température de **1200 degrés à l'extrémité de sa pointe**. C'est un dispositif stérile jetable muni d'une batterie alcaline interne (environ 60 minutes d'utilisation).

Pour la dermatologie et la phlébologie

Sa **pointe fine permet la cautérisation de petits vaisseaux** pour la plupart des opérations chirurgicales en dermatologie ou phlébologie.

À noter et conditionnement

Il existe également en version à **longue pointe fine spécialement adaptée à la gynécologie**. Vendu en boîte de 10 stylos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterer-et-stylos-a-cauteriser/18886-stylo-a-cauteriser-jetable-pointe-fine-1200.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com