

FICHE PRODUIT

Stylo à cautériser jetable pointe épaisse 800°C

Référence : SOC-8801

Description du produit

Stylo à cautériser jetable pointe épaisse 800 degrés

Ce **stylo à cautériser** a été conçu pour les opérations chirurgicales en **podologie**. Sa pointe épaisse permet la **perforation des ongles de main ou de pied en cas d'hématome**.

Simple et rapide

Très simple d'utilisation, il génère en quelques secondes une **température de chauffe de 800 degrés** à l'extrémité de la pointe.

Caractéristiques et conditionnement

C'est un dispositif jetable stérile, disposant d'une **batterie non rechargeable pour une utilisation d'environ 60 minutes**. Vendu en boîte de 10 stylos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterer-et-stylos-a-cauteriser/18887-stylo-a-cauteriser-jetable-pointe-epaisse-800.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com