

FICHE PRODUIT

Stylo à cautériser jetable pointe fine 600°C

Référence : SOC-8798

Description du produit

Stylo à cautériser jetable pointe fine 600 degrés

Ces **stylos à cautériser** sont des dispositifs médicaux jetables stériles, utilisés dans le cadre d'interventions chirurgicales. Avec leur **pointe fine et leur température de pointe de 600 degrés**, ils sont particulièrement adaptés aux interventions ophtalmologiques.

Précis et faciles à manipuler

Prêts à l'emploi, très simples d'utilisation et faciles à manipuler, ils permettent une **cautérisation précise et rapide**.

Caractéristiques et conditionnement

Dotés d'une **batterie non rechargeable**, leur durée d'utilisation est d'environ 60 minutes. Vendu en boîte de 10 stylos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterres-et-stylos-a-cauteriser/18888-stylo-a-cauteriser-jetable-pointe-fine-600.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com