

FICHE PRODUIT

Stylos à cautériser jetables pointe fine gynécologie 1200°C

Référence : SOC-8800

Description du produit

Stylo à cautériser jetable pointe fine gynécologie 1200 degrés

Ce **stylo à cautériser à pointe fine** est doté d'une **pointe fixée sur une tige de 10 cm**. Il a été spécialement conçu pour une utilisation en gynécologie.

Hémostase parfaite

Il génère une **température de 1200 degrés à l'extrémité de la pointe**, qui permet une hémostase parfaite et une cautérisation rapide et précise lors des actes gynécologiques.

Caractéristiques et conditionnement

C'est un dispositif jetable disposant d'une **batterie non rechargeable pour une utilisation d'environ 60 minutes**. Vendu en boîte de 10 stylos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocauterer-et-stylos-a-cauteriser/18889-stylos-a-cauteriser-jetables-pointe-fine-gynecologie-1200.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com