

**FICHE PRODUIT**

## Gel lubrifiant KY stérile - tube de 82g

Référence : SOC-5086

### Description du produit

#### Gel lubrifiant K-Y stérile 82 g

Points clés du **lubrifiant K-Y** : non gras, hydrophile, stérile, transparent, non irritant, présenté dans un tube pratique. Il offre une **compatibilité parfaite avec les muqueuses et les instruments** : sondes, canules, endoscopes.

#### Pour les examens médicaux

Ce gel médical lubrifiant soluble à base d'eau est conçu par K-Y pour **faciliter l'application et maintenir un environnement hygiénique** dans le cadre médical.

#### Indications

Il est recommandé pour **l'endoscopie, la cytoscopie, la coloscopie, les examens gynécologiques et l'échographie endocavitaire**. Conditionnement : tube de 82 g.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18890-gel-lubrifiant-ky-sterile-tube-de-82g.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)