

FICHE PRODUIT



Gel bleu pour échographie NeoJelly US

Référence : SOC-7320

Description du produit

Gel pour échographie NeoJelly US

Un **gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique**, recommandé pour les échographies. Il se place directement sur la peau du patient ou sur la sonde de l'échographe ou du doppler.

Des images de meilleure qualité

En améliorant la transmission des ultrasons, ce gel conducteur permet de **diminuer les parasites et d'obtenir des images de meilleure qualité**. Il permet également un déplacement plus fluide et plus régulier de la sonde sur la peau.

Pratique et sans trace

Après usage, il s'enlève avec un **simple papier absorbant, sans laisser de trace ni abîmer les sondes**. Disponible en plusieurs volumes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18891-gel-bleu-pour-echographie-neojelly-us.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Volume - 250 mL	SOC-454821	
Volume - 5 L	SOC-454831	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com