

FICHE PRODUIT

Gel ultrasonique transparent pour échographie NeoJelly US

Référence : SOC-12521

Description du produit

Gel transparent pour échographie NeoJelly US

Le **gel transparent pour échographie NeoJelly US** est un gel de transmission ultrasonique spécialement conçu pour les examens échographiques et dopplers. Appliqué directement sur la peau du patient ou sur la sonde, il **améliore considérablement la transmission des ultrasons**.

Une clarté exceptionnelle

En réduisant les interférences, ce gel offre des **images d'une clarté exceptionnelle**, pour des diagnostics plus fiables.

Polyvalent

Le gel ultrasonique transparent NeoJelly US est **polyvalent et convient parfaitement aux examens en gynécologie, obstétrique et cardiologie**. Disponible en plusieurs conditionnements.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18892-gel-ultrasonique-transparent-pour-echographie-neojelly-us.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Volume - 250 mL	SOC-454822	
Volume - 5 L	SOC-454832	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com