

FICHE PRODUIT

Gel ECG et EEG Neojelly - Flacon de 250 ml

Référence : SOC-11968

Description du produit

Gel ECG et EEG Neojelly

Gel **électroconducteur transparent recommandé pour les ECG et EEG**. Ce gel à usage externe s'applique sur la peau du patient ou sur les électrodes et permet d'**améliorer la transmission du courant**, donc d'obtenir des tracés ECG de meilleure qualité.

Astucieux

Le design du bouchon permet de **garder le flacon renversé**. Le gel est ainsi toujours prêt à sortir par simple pression des doigts.

Bien toléré

Ce gel conducteur est **hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif et non abrasif**. Conditionnement : flacon de 250 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18893-gel-ecg-et-eeg-neojelly-flacon-250-ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com