

FICHE PRODUIT

Gel lubrifiant stérile KLY en tube

Référence : SOC-12606

Description du produit

Gel lubrifiant KLY stérile en tube

Le **gel lubrifiant KLY stérile 42 g** est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé lors d'examens médicaux. Ce gel hypoallergénique est adapté pour des procédures telles que **l'endoscopie, la gastroscopie, la coloscopie et la rectoscopie**.

Hygiène et nettoyage facile

Avec sa formule stérile, ce gel assure une hygiène optimale, tandis que son caractère **soluble dans l'eau permet un nettoyage rapide et efficace, sans résidus**.

Confort du patient

Il est **exempt d'huile, de substances toxiques et d'odeur**, garantissant un confort maximal pour les patients et les praticiens. Conditionnement : tube de 42 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18894-gel-lubrifiant-sterile-kly-en-tube.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com