

FICHE PRODUIT

Gel lubrifiant KLY (en tube ou en sachet)

Référence : SOC-12605

Description du produit

Gel lubrifiant KLY en tube de 82 g ou sachet de 5 g

Le **gel lubrifiant KLY hypoallergénique** est spécialement conçu pour garantir un **confort optimal et une sécurité maximale lors des procédures médicales**.

Nettoyage facile

Sa formule **soluble dans l'eau permet un nettoyage facile et rapide, sans laisser de résidus**, et il est facile à rincer.

Doux pour la peau

Ne contenant **ni huile ni substances huileuses**, ce gel n'irrite pas la peau, ce qui en fait un choix idéal pour les patients à la peau sensible. Il est exempt de substances toxiques et d'odeurs. Disponible en tube de 82 g ou sachet de 5 g.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18895-gel-lubrifiant-kly-tube-ou-sachet.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Volume - Tube de 82 g	SOC-717253	
Volume - 100 sachets de 5 g	SOC-717251	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com