

FICHE PRODUIT



Spray de contact pour ECG

Référence : SOC-11343

Description du produit

Spray de contact pour ECG

Ce **spray de contact transparent à usage médical** est antibactérien et hypoallergénique. Lors des examens médicaux comme la réalisation d'ECG, il apporte une **bonne conductivité entre la peau et les électrodes** et aide à obtenir des tracés d'électrocardiogrammes de qualité.

Pratique et propre

Il est **hydrosoluble et ne contient pas de sel**. Le spray Clinical doit être uniquement appliqué en usage externe.

Conditionnement

Conditionnement : **flacon spray de 250 ml**, pratique pour une application rapide et homogène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18896-spray-de-contact-pour-ecg-clinical.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com