

FICHE PRODUIT



Gel pour échographie - Parker Aquasonic

Référence : SOC-2795

Description du produit

Gel Parker Aquasonic

Le **gel Parker Aquasonic** est un gel visqueux à usage médical, recommandé pour **améliorer la transmission ultrasonique** lors des utilisations thérapeutiques ou diagnostiques des ultrasons (comme les examens d'échographie).

Adapté aux appareils ultrasoniques

Ce gel est adapté aux fréquences utilisées par les appareils ultrasoniques médicaux. Complètement aqueux, **hypoallergénique, sans formaldéhyde et non spermicide**.

Respectueux des sondes

Il ne tache pas la peau ni les vêtements et n'endommage pas les sondes et les capteurs.
Volumes disponibles, dont le flacon de 250 ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18897-gel-pour-echographie-parker-aquasonic.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Volume - Parker Aquasonic - 250 ml	SOC-065901	
Volume - Parker Aquasonic - 5 litres	SOC-065902	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com