

FICHE PRODUIT

Spray pour ecg Neojelly

Référence : SOC-4515

Description du produit

Spray de gel conducteur pour ECG Neojelly

Spray **électroconducteur à haute conductivité**, hypoallergénique, hydrosoluble et à usage externe. Appliqué sur la peau du patient, le gel médical Neojelly assure une **conductivité optimale des signaux électriques lors de la réalisation des ECG et EEG**.

Tracés de qualité

Il permet de **diminuer les signaux parasites et d'obtenir des tracés de qualité**. Il nettoie et dégraisse la peau sans l'irriter ni la tacher.

Pratique et économique

Ce spray, **plus liquide qu'un gel classique**, ne laisse aucun dépôt sur les électrodes. Économique, pratique et facile d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18898-spray-pour-ecg-neojelly.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com