

FICHE PRODUIT



Gel lubrifiant Lubrigima

Référence : SOC-12391

Description du produit

Gel lubrifiant Lubrigima

Lubrigima est un gel lubrifiant spécialement conçu pour **faciliter l'insertion des instruments lors des examens gynécologiques**. Grâce à sa formulation unique et sa transparence exceptionnelle, il n'altère pas la qualité visuelle lors de l'utilisation d'instruments optiques.

Sûr et compatible

Ce gel lubrifiant est **exempt de spermicide**, ce qui le rend sûr et compatible avec de nombreux usages médicaux.

Pratique

Il ne graisse pas, ne tache pas et offre une absorption rapide par la peau, pour une expérience fluide et sans interférences.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18899-gel-lubrifiant-lubrigima.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com