

FICHE PRODUIT



Gel pour échographie stérile Neojelly US

Référence : SOC-11796

Description du produit

Gel stérile pour échographie Neojelly US

Économique et très pratique dans son sachet, ce **gel stérile pour échographie (radio-stérilisé par rayonnement gamma)** est utilisé en imagerie médicale pour **améliorer la conduction des ultrasons et obtenir des images de meilleure qualité.**

Prêt à l'emploi

Conditionné dans un **sachet thermo-soudé sous double emballage de 20 ml**, il est prêt à l'emploi et se conserve 3 ans.

Conditionnement

Conditionnement : **boîte de 48 sachets de 20 ml de gel**, idéale pour limiter le gaspillage et garantir la stérilité à chaque usage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/18901-gel-pour-echographie-sterile-neojelly-us.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com