


**FICHE PRODUIT**

## Couvre sondes pour thermomètre infrarouge auriculaire **THERMOInfrared Ear Pikdare**

Référence : SOC-13495

### Description du produit

#### Couvre-sondes pour thermomètre auriculaire **THERMOInfrared Ear Pikdare**

Les **couvre-sondes pour thermomètre infrarouge auriculaire THERMOInfrared Ear Pikdare** sont conçus pour garantir une **mesure de température propre et sécurisée** à chaque utilisation.

#### Hygiène et sécurité

À usage unique, ces couvre-sondes **limitent efficacement les risques de contamination croisée** entre patients. Ils répondent aux exigences d'hygiène médicale en cabinet, en milieu hospitalier ou en collectivité.

#### Compatibilité

Ils sont **spécialement conçus pour le thermomètre auriculaire THERMOInfrared Ear Pikdare**, assurant un ajustement parfait et une mesure fiable.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18902-couvre-sondes-thermometre-auriculaire-thermoinfrared-ear-pikdare.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com