

FICHE PRODUIT

Protecteur de sonde universel Firsty pour thermomètre auriculaire

Référence : SOC-13075

Description du produit

Protecteurs de sonde universels Firsty

Les **protecteurs de sonde universels Firsty** offrent une solution hygiénique et pratique pour l'utilisation des thermomètres auriculaires. Ils sont compatibles avec tous les thermomètres auriculaires.

Compatibilité universelle

Conçus pour **s'adapter parfaitement à toutes les stations de recharge médicales**, ils assurent une compatibilité optimale et une utilisation sans risque dans tous les environnements de soins.

Confort et hygiène

Grâce à leur **forme universelle**, ces couvre-sondes garantissent un confort d'usage et une **hygiène irréprochable**, essentielle en cabinet comme à l'hôpital.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18903-protecteur-de-sonde-universel-firsty-pour-thermometre-auriculaire.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - Boîte de 20	SOC-330131	
Tailles - Boîte de 200	SOC-330132	
Tailles - Boîte de 800	SOC-330133	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com