

FICHE PRODUIT

Protecteurs de sonde pour thermomètres auriculaires BRAUN

Référence : SOC-4781

Description du produit

Protecteurs de sonde pour thermomètres Braun

Protections conçues pour les **thermomètres Braun suivants** : Pro 3000, Pro 4000, Pro 6000, IRT 3020, IRT 3030, IRT 4020, IRT 4520, IRT 6020 et IRT 6520.

Double fonction

Les protecteurs de sonde (ou couvre-sondes) **évitent que de la saleté ou du cérumen s'accumule sur la sonde de température** et assurent ainsi une double fonction d'hygiène et de protection.

Hygiène et protection du capteur

Ils permettent de **limiter les transferts d'infection d'un patient à un autre** et protègent le capteur du thermomètre, garantissant des mesures fiables dans la durée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18904-protecteurs-de-sonde-pour-thermometres-auriculaires-braun.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - Boîte de 40	SOC-250124	
Tailles - Boîte de 800	SOC-250125	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com