

FICHE PRODUIT



Protecteurs de sonde pour thermomètres Omron GT-520 et GT-521

Référence : SOC-8172

Description du produit

Protecteurs de sonde pour thermomètres Omron GT-520 et GT-521

Couvre-sondes conçus pour les **thermomètres auriculaires infrarouges Omron GT-520 et GT-521**.

À changer à chaque mesure

Les protecteurs de sonde sont **jetable**s et **doivent être changés à chaque nouvelle mesure**, en particulier quand l'appareil est utilisé par plusieurs personnes (pour limiter les contaminations croisées).

Mesures fiables

Ils **évitent également que de la crasse ou du cérumen n'obstruent la sonde** et empêchent ainsi le capteur de température de fournir des valeurs erronées.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18905-protecteurs-de-sonde-pour-thermometres-omron-gt-520-gt-521.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com