

FICHE PRODUIT

Protecteurs de sonde pour thermomètre auriculaire Riester ri-thermo N

Référence : SOC-8142

Description du produit

Protecteurs de sonde pour thermomètre Riester ri-thermo N

Couvre-sonde destiné au **thermomètre professionnel Riester ri-thermo N**.

Hygiène entre patients

Pour une meilleure hygiène et éviter les contaminations croisées entre patients, ces protecteurs de sonde sont **jetable**s et doivent être changés à chaque nouvelle mesure.

Conditionnement

Conditionnement : **boîte de 25 protecteurs de sonde ou boîte de 100 protecteurs de sonde**.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18906-protecteurs-de-sonde-pour-thermometre-riester-ri-thermo-n.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - Boîte de 25	SOC-092151	
Tailles - Boîte de 100	SOC-092152	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com