


FICHE PRODUIT



Protège-sonde pour module de température orale/axillaire/anale Welch Allyn et EDAN M3A

Référence : SOC-7501

Description du produit

Protège-sonde pour module de température Welch Allyn et EDAN M3A

Couvre-sonde jetable destiné au **module de thermométrie Welch Allyn SureTemp+ et EDAN M3A et M3A-i** (température orale, axillaire ou anale).

Pratique

Rangez la boîte de protège-sondes dans **l'emplacement spécifique du module** (sous la sonde de température), pour les avoir toujours à portée de main.

À noter et conditionnement

Conditionnement : **10 boîtes de 25 protège-sondes**. À noter : ne convient qu'aux possesseurs d'un moniteur de signes vitaux équipé d'une sonde de température, et non d'un thermomètre auriculaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18909-protège-sonde-module-temperature-welch-allyn-edan-m3a.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com