

FICHE PRODUIT

Etui jetable THERMOSEPT pour thermomètre électronique

Référence : SOC-8638

Description du produit

Étui jetable de protection pour thermomètre électronique

Le **couvre-thermomètre THERMOSEPT** est un étui de protection à usage unique **éliminant le risque de contamination croisée** lors des prises de températures (en particulier lors des mesures rectales).

Simple à utiliser

Protection **transparente à placer directement sur le thermomètre électronique digital**, rapide à mettre en place avant chaque mesure.

Modèles et conditionnement

Modèles disponibles : étuis THERMOSEPT **non lubrifiés ou lubrifiés** (pour un plus grand confort du patient). Conditionnement : boîte de 1000 étuis jetables.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18910-etui-jetable-thermosept-pour-thermometre-electronique.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - THERMOSEPT non lubrifiés	SOC-705341	
Tailles - THERMOSEPT lubrifiés	SOC-705351	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com