

FICHE PRODUIT

Batterie rechargeable pour thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000

Référence : SOC-9072

Description du produit

Batterie rechargeable pour thermomètre ThermoScan PRO 6000 Braun

Batterie rechargeable pour thermomètre auriculaire **ThermoScan PRO 6000** de Braun.

Une autonomie restituée

Cette batterie de remplacement permet de **restituer l'autonomie de l'appareil** pour une utilisation continue et fiable en cabinet ou à l'hôpital.

Compatibilité

Accessoire d'origine pour le **ThermoScan PRO 6000**, à associer si besoin à la station de charge dédiée (disponible séparément).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18913-batterie-rechargeable-pour-thermometre-braun-thermoscan-pro-6000.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com