

FICHE PRODUIT



Protège-sonde pour module de température du moniteur EDAN iM3S

Référence : SOC-11712

Description du produit

Protège-sonde pour module de température du moniteur EDAN iM3S

Couvre-sonde jetable destiné au **module de thermométrie du moniteur de signes vitaux EDAN iM3S**.

Hygiène et sécurité

Jetables, ces protège-sondes garantissent l'hygiène et la **prévention des contaminations croisées** entre patients, à chaque prise de température.

Conditionnement

Conditionnement : **lot de 25 boîtes de 20 protège-sondes**, pour une réserve durable au poste de soin.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protections-de-sonde/18914-protege-sonde-module-temperature-moniteur-edan-im3s.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com