

FICHE PRODUIT

Spéculum auriculaire à usage unique (boîte de 250)

Référence : SOC-10714

Description du produit

Spéculum auriculaire à usage unique

Ces **spéculums auriculaires à usage unique universels**, de couleur grise (Ø 2,5 ou 4 mm), sont des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'examens ORL.

Pour l'examen du conduit auditif

Insérés dans le conduit auditif externe, ils **transmettent la lumière provenant d'un otoscope et permettent l'examen du conduit et du tympan** pour diagnostiquer des problèmes éventuels (otites, bouchons de cérumen).

Compatibles et hygiéniques

Ces spéculums sont **compatibles avec la plupart des otoscopes du marché**. À usage unique, ils se jettent après utilisation. Conditionnement : boîte de 250.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18916-speculum-auriculaire-a-usage-unique-distrimed-boite-de-250.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 mm enfant (boîte de 250)	SOC-103001	
Dimensions - 4 mm adulte (boîte de 250)	SOC-242001	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com