


FICHE PRODUIT



Spéculums auriculaires pour otoscopes Riester

Référence : SOC-9902

Description du produit

Spéculum auriculaire Riester pour otoscopes ri-scope, pen-scope et ri-mini

Spéculums auriculaires Riester à usage unique conçus pour les otoscopes **ri-scope, pen-scope et ri-mini**.

Tailles disponibles

Disponibles en **Ø 2,5 mm et Ø 4 mm**, ils s'adaptent à l'examen ORL de l'adulte comme de l'enfant.

Conditionnement

À usage unique pour une hygiène optimale. Conditionnement : **boîte de 100 spéculums à usage unique**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18921-speculums-auriculaires-pour-otoscopes-riester.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 mm enfant (sachet de 100)	SOC-878581	
Dimensions - 4 mm adulte (sachet de 100)	SOC-878582	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com