

FICHE PRODUIT



Set de 4 spéculums auriculaires réutilisables Welch Allyn

Référence : SOC-10341

Description du produit

Set de 4 spéculums auriculaires réutilisables Welch Allyn

Spéculums auriculaires réutilisables pour otoscopes **Welch Allyn MacroView**.

Entretien

Désinfection avec les produits usuels. **Non stérilisable** en autoclave.

Composition du set

Set comprenant **4 tailles : 2,5 - 3 - 4 et 5 mm**, pour s'adapter à toutes les morphologies de conduit auditif.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18923-set-de-4-speculums-auriculaires-reutilisables-welch-allyn.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com