


FICHE PRODUIT



Soufflerie pour otoscopes Macroview

Référence : SOC-10125

Description du produit

Soufflerie pour otoscopes MacroView

Cette **soufflerie Welch Allyn** est composée d'une **poire, d'un tuyau et d'un raccord**.

Compatibilité

Compatible avec les **otoscopes MacroView de Welch Allyn** (sauf MacroView Basic LED et MacroView 2 Plus iExaminer).

Otoscopie pneumatique

Elle permet de réaliser très facilement des **tests d'otoscopie pneumatique**, en envoyant de l'air sous pression dans le conduit auditif des patients pour évaluer la mobilité du tympan.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18927-soufflerie-pour-otoscopes-macroview-welch-allyn.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com