

FICHE PRODUIT

Spéculums auriculaires à usage unique Heine AllSpec (boîte de 250)

Référence : SOC-7543

Description du produit

Spéculums auriculaires à usage unique Heine AllSpec

Les **spéculums à usage unique Heine AllSpec** sont destinés aux **examens ORL du conduit auditif externe et du tympan**.

Compatibilités

Ils sont conçus pour s'adapter sur les otoscopes **BETA 200 FO, K180, ALPHA+, Mini 2000, Mini 3000 et Mini 3000 FO**. Ils peuvent également être utilisés sur les otoscopes K100 et BETA 100 avec l'adaptateur Heine pour spéculums à usage unique.

Hygiéniques et sûrs

Hygiéniques et sûrs, les spéculums AllSpec assurent une **excellente fixation sur l'otoscope** grâce à leur finition de qualité. Conditionnement : boîte de 250.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18929-speculums-auriculaires-usage-unique-heine-allspec-boite-de-250.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com