

FICHE PRODUIT



Distributeur de spéculums auriculaires Heine AllSpec

Référence : SOC-9911

Description du produit

Distributeur de spéculums auriculaires Heine AllSpec

Un **spéculum neuf et propre pour chaque patient** ! Ce petit container esthétique et peu encombrant est très pratique pour conserver les spéculums auriculaires **à l'abri de la poussière** et les avoir toujours sous la main pour les examens ORL.

Compatibilité

Il est adapté aux modèles **Heine AllSpec en 2,5 et 4 mm**.

Pratique et lisible

Sa **face avant semi-transparente** permet de vérifier instantanément les quantités disponibles et de choisir directement la taille souhaitée, pour un poste de soin organisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18931-distributeur-de-speculums-auriculaires-heine-allspec.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com