

FICHE PRODUIT



Distributeur de spéculums auriculaires Welch Allyn Hillrom

Référence : SOC-11413

Description du produit

Distributeur de spéculums auriculaires à usage unique Hillrom Welch Allyn

Le **distributeur de spéculums auriculaires Welch Allyn Hillrom** est composé de **4 colonnes** permettant de stocker **4 tailles différentes** de spéculums auriculaires.

Pratique au mur

Accroché au mur, le distributeur permet d'avoir **à portée de main les accessoires essentiels pour l'auscultation du patient**, pour un poste de soin organisé et efficace.

Installation

Il est **livré avec vis et chevilles**, pour une fixation murale simple et rapide.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18932-distributeur-de-speculums-auriculaires-welch-allyn-hillrom.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com