

FICHE PRODUIT

Spéculums auriculaires pour otoscopes Welch Allyn

Référence : SOC-8268

Description du produit

Spéculums auriculaires pour otoscopes Welch Allyn MacroView

Spéculums auriculaires à usage unique conçus pour les otoscopes **Welch Allyn MacroView, Pocket et Pocket Plus**.

Tailles disponibles

Disponibles en **diamètre 2,75 mm (enfant) et 4,25 mm (adulte)**, pour couvrir l'examen ORL de toute la patientèle.

Conditionnement

Conditionnement : **sachet de 850 spéculums auriculaires Welch Allyn MacroView**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18933-speculums-auriculaires-pour-otoscopes-welch-allyn-macroview.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.75 mm enfant (boîte de 850)	SOC-121711	
Dimensions - 4.25 mm adulte (boîte de 850)	SOC-121712	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com