

FICHE PRODUIT



Manche rechargeable avec socle chargeur pour otoscope MacroView

Référence : SOC-8270

Description du produit

Manche rechargeable avec socle chargeur pour otoscope MacroView

Cette **poignée rechargeable, robuste et légère** (deux fois moins lourde que les poignées 3,5 V traditionnelles) est compatible avec **toutes les têtes d'instruments Welch Allyn de 3,5 V**.

Autonomie et voyant

Elle est dotée d'un **voyant témoin qui signale le déchargement de sa batterie** et indique qu'il faut la placer sur son socle chargeur (branché sur secteur). À pleine charge, elle permet une **autonomie de 110 minutes** de fonctionnement.

Technologie lithium-ion

Manche **lithium-ion rechargeable Welch Allyn**, livré avec son socle chargeur pour une utilisation continue au cabinet.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18938-manche-rechargeable-avec-socle-chargeur-otoscope-macroview-welch-allyn.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com