

FICHE PRODUIT

Etui pour oxymètre de pouls Oxy's Elite bags

Référence : SOC-12564

Description du produit

Étui universel pour oxymètre de pouls Oxy's Elite Bags

L'**étui pour oxymètre de pouls Oxy's Elite Bags** est un accessoire universel conçu pour **tous les types d'oxymètres de doigt**.

Protection efficace

Il protège efficacement votre appareil contre les **chocs, les rayures et les éclaboussures**, garantissant sa sécurité et sa durabilité lors du transport.

Pratique à transporter

L'étui est équipé d'un **anneau extérieur en forme de D** qui permet de l'accrocher facilement à un mousqueton : idéal pour le fixer à un sac à dos, une trousse ou un sac lors des visites à domicile.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/capteurs-spo2-et-accessoires-pour-oxymetre-de-pouls/18939-etui-universel-pour-oxymetre-de-pouls-oxys-elite-bags.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Rouge	SOC-011361	
Dimensions - Noir	SOC-011362	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com